

Experiment 9 Qualitative and quantitative of lipids.

Lipids are heterogeneous group of compound related actually or potentially to fatty acid.

* Lipids property:

- relatively insoluble in water
- Soluble in nonpolar solvents (chloroform, benzene)

* importance of lipids:

- Their high energy values. (قيمة طاقة عالية جداً)
- Transfer and carry fat soluble vitamins, ~~and essential fatty acids~~ (نقل الفيتامينات التي تذوب في الدهون)
- The natural food contains essential fatty acids in fat. (تحتوي Fatty acid الطبيعية للحيوان)
- Source of energy stored in adipose tissue. (مصدر مخزن للطاقة في الأنسجة الدهنية)
- electrical insulators allowing rapid propagation of depolarization waves along myelinated nerves. (تكون طبقة myelinated sheet على الكابلات العصبية لتسريع نقل الإشارات الكهربية)

* The fat content of nerves tissue is high.

* Fats and lipoproteins are important in cell occurring in both cell membranes and mitochondria serving as transporters of lipids in blood.

* The importance of determine fat content of food for:

- Economic (اقتصادية) \rightarrow ~~التخليق~~ ^{الكربونات} عن طريقها إنتاج ~~الدهون~~ ^{الدهون}
- Legal (قانونية) \rightarrow الاتفاق مع معايير المودة وقوانين المصانع الغذائية.
- Health (صحية) \rightarrow تقليل نسبة قليلة الدهون
- 1. Quality (الجودة) \rightarrow تعتمد خصائص الطعام على إجمالي محتوى الدهون
- 2. Processing (التعليق) \rightarrow تعتمد ظروف التعليق على إجمالي محتوى الدهون

* Reactions of lipids

(التسحيم)

1] Greasiness ::

- Add A drop of sample on filter paper and allow to evaporate in the air , if the lipid is present a greas spot remain.
- نضع من العينة على ورقة الترشيح ونتركها لتبخر ، اذا بقيت بقعة على الورقة فان العينة تحتوي على نسبة من الدهون .

2] Solubility

- Add A drop of sample in a test tube with 3ml of water , if the solution separate , the sample is contains a lipid.
- نضع من العينة في انبوب الاختبار ونتركها جيداً مع الماء ، في حال تكونت طبقتين مغمضتين فان العينة تحتوي على الدهون .
- Add A drop of sample in a test tube with ether or chloroform , if the sample dissolves , it's contain of lipids.
- نضع من العينة في انبوب الاختبار ونتركها جيداً مع ether او chloroform ، في حال ذلت العينة فان العينة تحتوي على نسبة من الدهون .

3] Saponification (alkaline hydrolysis of lipid).

- Hydrolysis of fat and oil by alkali \rightarrow soap (saponification)
- Hydrolysis of fat and oil by acid \rightarrow Free fatty acid
- Hydrolysis by enzymes (pancreatic lipase)

* soap is cleansing agent due to their emulsifying action.

لأن الصابون عامل منظف بسبب قائلته المستحلب (يسحب المواد القابلة للزيت من تذبذب بمحوضها)

ويجلبها محلول خفيف واحد .

• Saponification by add KOH / NaOH + heat in boiling water.

[4] Salting out

- Sodium salts precipitated by addition of NaCl to soap solution.
- نقوم بإضافة محلول الصوديوم NaCl حتى يتكون عذيق راسب (إنتاج الصوديوم) إذ البوتاسيوم.

[5] Insoluble Soaps

- Sodium soaps precipitated by addition of Calcium or magnesium salts.
- نقوم بإضافة كلوريد الكالسيوم إلى محلول الصابون حتى يتكون عذيق راسب (صابونات الصوديوم) إذ البوتاسيوم.

- Free Fatty acid extracted by acidify the soap solution with diluted HCl.

• نصل على زخايف صلبة عن طريق إضافة الحف إلى محلول الصابون حتى تكون طبقة صلبة على سطح الحلال (الزخايف الصلبة).

[5] Emulsification

- Lipids are insoluble in water, thus when we add water to oil and shaking it, after standing the solution will separate.
- we add a soap solution (emulsifying agent) and not separate on

↓ Standing.

* The oil is dispersed in water not dissolved.

Cholesterol determination in plasma


- Cholesterol level in plasma reflect the concentration of lipoproteins in plasma.
- HDL and LDL is rich cholesterol lipoproteins, high or low of cholesterol reflects high or low of level of lipoproteins.

Principle

Cholesterol is determined by :-

1. hydrolysis by \rightarrow cholesterol esterase $\xrightarrow{\text{produce}}$ cholesterol + fatty acid
2. oxidation by \rightarrow cholesterol oxidase $\xrightarrow{\text{produce}}$ cholestene- β -one + H₂O₂ (peroxide)

- The indicator is quinoneimine produced by :-



Normal value \rightarrow < 220 mg/dl , < 5.7 mmol/L
suspect \rightarrow (220 - 240) mg/dl , (5.7 - 6.7) mmol/L
high (elevated) \rightarrow > 240 mg/dl , > 6.7 mmol/L.

- incubation : 25°C + 20 min / 37°C + 10 min
absorbance at 500 nm.

Triglyceride determination

- They are esters of 3 fatty acids and glycerol.
- Hydrolysed by strong acid, strong base, lipase enzyme to 3 fatty acid and glycerol.
- Glycerol phosphorylated by Glycerol Kinase to glycerol-3-phosphate.
- G-3-P is converted to dihydroxyacetone phosphate by (glycerol-phosphat oxidase) and produce H_2O_2 (peroxide).
- H_2O_2 + 4 amino anti pyrine + N-ethyl-N-(3-sulfo-propyl)-m-aminisidine (ADPS) produce violet compound.

• The color intensity is proportional with conc. of Triglyceride.

• كل ما كان اللون البنفسجي أعمق كل ما كان تركيز الدهون الكلية أعلى.

• incubation: $37^{\circ}C$ + 8 min, absorbance at 540 nm.

Normal value \rightarrow 40 - 165 mg/dl, (0.4 - 1.86) mmol/L.

Good Luck ♥